

**MULTILASER**  
Saúde



## **EatSmart Balança Digital - HC039**

Manual de Instruções

## INFORMAÇÕES BÁSICAS

- Capacidade: 2.5 – 180kg
- Precisão: 100g
- Visor: LCD 4 Dígitos – 60 x 25mm
- Bateria: 3V CR2032
- Temperatura de funcionamento: 10 - 35°
- Unidades de medida: Kg / Lb
- Desligamento automático após 10 segundos
- Aviso de baixa tensão: “LO”
- Aviso de Erro: “---”
- Aviso de sobrepeso: “o-ld”

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Abra o compartimento da bateria e certifique-se de que o botão está posicionado na unidade de medida desejada.



2. Ligue automaticamente a balança tocando a superfície com um dos pés.
3. O visor irá mostrar “0.00” e a temperatura.
4. Em seguida, suba com os dois pés sobre os círculos que indicam os locais dos sensores. Após 5 segundos, o visor começará a piscar e depois parar no peso correto.
5. O número continuará piscando por 10 segundos até que a balança desligue automaticamente.
6. Troque a bateria caso o visor apresente a mensagem “LO”
7. Tente novamente caso o visor apresente a mensagem “Err”
8. Mantenha a balança seca, evite o contato com água.

## ATENÇÃO

- Quando não estiver em uso, não deixe nenhuma carga sobre a balança. Para poupar energia e evitar falha no aparelho.
- Tente pisar sempre sobre os sensores, para evitar o risco de quedas e danos no aparelho
- Evite impactos na balança!



Liga automaticamente com o toque.



Não lave com água, e não suba sobre a balança caso o equipamento esteja molhado. O produto fica escorregadio em contato com a água.



## TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

**Queremos muito ouvir você!**

CRM (Central de Relacionamento Multilaser Saúde)

**11 3198-5882**

Cobertura para todo o Brasil

 **Fale conosco via WhatsApp!**



NF/Nº \_\_\_\_\_ Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# MULTILASER

Saúde

**Acompanhe a gente!**

[www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)

instagram e facebook: @multilasersaude

